

URETHROTOMY SHEATH VISUAL

11Fr. 1 turnable stopcock

pediatric



SKU: 630-516-13

Categories: [Endoscopy](#), [Urology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)
RANGE [Pediatric Urethrotomy](#)
TYPE [Sheaths](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)
RANGE [Pediatric Urethrotomy](#)
TYPE [Sheaths](#)