

## VERES INSUFFLATION CANNULA

Ø 2.0mm; FL 230mm

stopcock; Luer-Lock



**SKU:** 618-510-23

**Categories:** [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [VERRES Cannulas](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [VERRES Cannulas](#)