

## VERES INSUFFLATION CANNULA

Ø 2.0mm; FL 170mm

stopcock; Luer-Lock

**SKU:** 618-510-17

**Categories:** [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [VERRES Cannulas](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [VERRES Cannulas](#)