

VIDEO NASOLARYNGOSCOPE ULTRA-THIN

integrated LED illumination; 300mm

Ø 3.2mm distal; Ø 3.4mm insertion



SKU: 601-905-01

Categories: [Endoscopy](#), [Equipment](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Telescopes](#)

SCOPE [ENT](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Telescopes](#)

SCOPE [ENT](#)