

WAGENER EAR HOOK

1.0mm

14.0cm (5.6")

SKU: 111-588-07

Categories: [Open Surgery](#), [Otology](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Loops, Hooklets](#)

KLS Martin 36-585-06

AUTHORS [WAGENER](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Loops, Hooklets](#)

KLS Martin 36-585-06

AUTHORS [WAGENER](#)