


## YASARGIL MINI VESSEL CLIP

permanent; 4mm; opening 3.5mm

110 gms; curved



**SKU:** 244-471-04

**Categories:** [Open Surgery](#), [Neurosurgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.57.16

**SPECIFICATIONS** [curved](#), [permanent](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.57.16

**SPECIFICATIONS** [curved](#), [permanent](#)