


YASARGIL MINI VESSEL CLIP

permanent; 5mm; opening 3.5mm

130 gms; straight



SKU: 244-473-05

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

Aesculap FE716

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.57.40

SPECIFICATIONS [permanent](#), [straight](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

Aesculap FE716

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.57.40

SPECIFICATIONS

[permanent](#), [straight](#)