


YASARGIL MINI VESSEL CLIP

permanent; 7mm; opening 6mm

130 gms; straight



SKU: 244-475-06

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.57.41

SPECIFICATIONS [permanent](#), [straight](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.57.41

SPECIFICATIONS [permanent](#), [straight](#)