


YASARGIL MINI VESSEL CLIP

temporary; 5mm; opening 4mm

70 gms; straight



SKU: 244-562-05

Categories: [Open Surgery](#), [Neurosurgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.56.65

SPECIFICATIONS [straight](#), [temporary](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.56.65

SPECIFICATIONS [straight](#), [temporary](#)