


## YASARGIL MINI VESSEL CLIP

temporary; 7mm; opening 6mm

70 gms; straight



**SKU:** 244-575-06

**Categories:** [Open Surgery](#), [Neurosurgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.57.70

**SPECIFICATIONS** [straight](#), [temporary](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.57.70

**SPECIFICATIONS** [straight](#), [temporary](#)