


YASARGIL MINI VESSEL CLIP

temporary; 4mm; opening 7mm

70 gms; angled



SKU: 244-576-04

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.57.71

SPECIFICATIONS [angled](#), [temporary](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.57.71

SPECIFICATIONS [angled](#), [temporary](#)