


YASARGIL MINI VESSEL CLIP

permanent; 4mm; opening 3.6mm

110 gms; curved



SKU: 244-465-04

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.57.08

SPECIFICATIONS [curved](#), [permanent](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.57.08

SPECIFICATIONS [curved](#), [permanent](#)