


YASARGIL MINI VESSEL CLIP

permanent; 5mm; opening 3.8mm

110 gms; curved



SKU: 244-465-05

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

Aesculap FE712

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.57.06

SPECIFICATIONS [curved](#), [permanent](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

Aesculap FE712

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.57.06

SPECIFICATIONS

[curved](#), [permanent](#)