


YASARGIL MINI VESSEL CLIP; TITANIUM

permanent; 5mm; opening 4mm

110 gms; curved



SKU: 244-467-05T

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

Aesculap FT726T

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.43.10

SPECIFICATIONS [curved](#), [permanent](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

Aesculap FT726T

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS

[YASARGIL](#)

Medicon

58.43.10

SPECIFICATIONS

[curved](#), [permanent](#)