


## YASARGIL MINI VESSEL CLIP; TITANIUM

permanent; 4mm; opening 3.5mm

110 gms; curved



**SKU:** 244-471-04T

**Categories:** [Open Surgery](#), [Neurosurgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)


**Aesculap** FT714T

**MATERIAL** [Titanium](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.43.16

**SPECIFICATIONS** [curved](#), [permanent](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**Aesculap** FT714T

**MATERIAL** [Titanium](#)

## AUTHORS

[YASARGIL](#)

## Medicon

58.43.16

## SPECIFICATIONS

[curved](#), [permanent](#)