


## YASARGIL MINI VESSEL CLIP; TITANIUM

permanent; 4mm; opening 7mm

130 gms; angled



**SKU:** 244-476-04T

**Categories:** [Open Surgery](#), [Neurosurgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**Aesculap** FT727T

**MATERIAL** [Titanium](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.43.43

**SPECIFICATIONS** [angled](#), [permanent](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**Aesculap** FT727T

**MATERIAL** [Titanium](#)

## AUTHORS

[YASARGIL](#)

## Medicon

58.43.43

## SPECIFICATIONS

[angled](#), [permanent](#)