


## YASARGIL MINI VESSEL CLIP; TITANIUM

permanent; 5mm; opening 4mm

110 gms; straight



**SKU:** 244-460-05T

**Categories:** [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**Aesculap** FT690T

**MATERIAL** [Titanium](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.42.05

**SPECIFICATIONS** [permanent](#), [straight](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**Aesculap** FT690T

**MATERIAL** [Titanium](#)

## AUTHORS

[YASARGIL](#)

## Medicon

58.42.05

## SPECIFICATIONS

[permanent](#), [straight](#)