


YASARGIL MINI VESSEL CLIP; TITANIUM

permanent; 4.5mm; opening 6mm

130 gms; angled



SKU: 244-477-07T

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

Aesculap FT806T

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.43.48

SPECIFICATIONS [angled](#), [permanent](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

Aesculap FT806T

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS

[YASARGIL](#)

Medicon

58.43.48

SPECIFICATIONS

[angled](#), [permanent](#)