


YASARGIL MINI VESSEL CLIP; TITANIUM

temporary; 4mm; opening 3.6mm

80 gms; curved



SKU: 244-565-04T

Categories: [Open Surgery](#), [Neurosurgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.43.57

SPECIFICATIONS [curved](#), [temporary](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.43.57

SPECIFICATIONS

[curved](#), [temporary](#)