


YASARGIL MINI VESSEL CLIP; TITANIUM

temporary; 5mm; opening 3.8mm

70 gms; curved



SKU: 244-565-05T

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)


Aesculap FT226T

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.43.59

SPECIFICATIONS [curved](#), [temporary](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

Aesculap FT226T

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS

[YASARGIL](#)

Medicon

58.43.59

SPECIFICATIONS

[curved](#), [temporary](#)