


YASARGIL MINI VESSEL CLIP; TITANIUM

temporary; 7mm; opening 4.4mm

70 gms; curved



SKU: 244-567-07T

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.43.58

SPECIFICATIONS [curved](#), [temporary](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.43.58

SPECIFICATIONS

[curved](#), [temporary](#)