


## YASARGIL MINI VESSEL CLIP; TITANIUM

temporary; 4mm; opening 3.5mm

80 gms; curved



**SKU:** 244-571-04T

**Categories:** [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**MATERIAL** [Titanium](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.43.67

**SPECIFICATIONS** [curved](#), [temporary](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**MATERIAL** [Titanium](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.43.67

## SPECIFICATIONS

[curved](#), [temporary](#)