


## YASARGIL MINI VESSEL CLIP; TITANIUM

temporary; 5mm; opening 4mm

70 gms; curved



**SKU:** 244-571-05T

**Categories:** [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**MATERIAL** [Titanium](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.43.68

**SPECIFICATIONS** [curved](#), [temporary](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**MATERIAL** [Titanium](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.43.68

## SPECIFICATIONS

[curved](#), [temporary](#)