


YASARGIL MINI VESSEL CLIP; TITANIUM

permanent; 5mm; opening 4mm

110 gms; straight



SKU: 244-462-05T

Categories: [Open Surgery](#), [Neurosurgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)


Aesculap FT710T

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.42.06

SPECIFICATIONS [permanent](#), [straight](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

Aesculap FT710T

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS

[YASARGIL](#)

Medicon

58.42.06

SPECIFICATIONS

[permanent](#), [straight](#)