


YASARGIL MINI VESSEL CLIP; TITANIUM

permanent; 7mm; opening 4.6mm

110 gms; straight



SKU: 244-462-07T

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

Aesculap FT720T

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.42.07

SPECIFICATIONS [permanent](#), [straight](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

Aesculap FT720T

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS

[YASARGIL](#)

Medicon

58.42.07

SPECIFICATIONS

[permanent](#), [straight](#)