


YASARGIL MINI VESSEL CLIP; TITANIUM

permanent; 4mm; opening 3.8mm

110 gms; curved



SKU: 244-463-04T

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)


Aesculap FT692T

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.43.05

SPECIFICATIONS [curved](#), [permanent](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

Aesculap FT692T

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS

[YASARGIL](#)

Medicon

58.43.05

SPECIFICATIONS

[curved](#), [permanent](#)