


## YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD

temporary; 7mm; opening 5.6mm

130 gms; angled



**SKU:** 244-513-07

**Categories:** [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.63.07

**SPECIFICATIONS** [angled](#), [temporary](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.63.07

**SPECIFICATIONS** [angled](#), [temporary](#)