


YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD

permanent; 11mm; opening 6.5mm

180 gms; curved



SKU: 244-403-11

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

SPECIFICATIONS [curved](#), [permanent](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

SPECIFICATIONS [curved](#), [permanent](#)