


YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD

permanent; 17mm; opening 9.9mm

200 gms; curved



SKU: 244-403-17

Categories: [Open Surgery](#), [Neurosurgery](#)


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

SPECIFICATIONS [curved](#), [permanent](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

SPECIFICATIONS [curved](#), [permanent](#)