


## YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD

permanent; 8mm; opening 5.4mm

200 gms; curved



**SKU:** 244-415-08

**Categories:** [Open Surgery](#), [Neurosurgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.55.62

**SPECIFICATIONS** [curved](#), [permanent](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.55.62

**SPECIFICATIONS** [curved](#), [permanent](#)