


YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD

permanent; 11mm; opening 8.2mm

200 gms; curved



SKU: 244-419-11

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.55.67

SPECIFICATIONS [curved](#), [permanent](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.55.67

SPECIFICATIONS [curved](#), [permanent](#)