

YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD

temporary; 20mm; opening 11.4mm

110 gms; straight



SKU: 244-500-20

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.54.71

SPECIFICATIONS [straight](#), [temporary](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.54.71

SPECIFICATIONS [straight](#), [temporary](#)