


## YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD; TITANIUM

temporary; 17mm; opening 11.9mm

90 gms; angled



**SKU:** 244-510-17T

**Categories:** [Open Surgery](#), [Neurosurgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**MATERIAL** [Titanium](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.63.17

**SPECIFICATIONS** [angled](#), [temporary](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**MATERIAL** [Titanium](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.63.17

## SPECIFICATIONS

[angled](#), [temporary](#)