


YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD; TITANIUM

temporary; 5mm; opening 7.2mm

90 gms; curved



SKU: 244-517-05T

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)


TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.65.25

SPECIFICATIONS [curved](#), [temporary](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.65.25

SPECIFICATIONS

[curved](#), [temporary](#)