


YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD; TITANIUM

temporary; 9mm; opening 6.2mm

90 gms; straight



SKU: 244-523-09T

Categories: [Open Surgery](#), [Neurosurgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.65.49

SPECIFICATIONS [straight](#), [temporary](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.65.49

SPECIFICATIONS

[straight](#), [temporary](#)