


## YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD; TITANIUM

temporary; 5mm; opening 4.9mm

110 gms; angled; fenestrated Ø 3.5mm



**SKU:** 244-533-05T

**Categories:** [Open Surgery](#), [Neurosurgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**MATERIAL** [Titanium](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.64.25

**SPECIFICATIONS** [angled](#), [temporary](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**MATERIAL** [Titanium](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.64.25

## SPECIFICATIONS

[angled](#), [temporary](#)