


YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD; TITANIUM

temporary; 5mm; opening 4.9mm

110 gms; angled; fenestrated Ø 3.5mm



SKU: 244-533-05T

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)


TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.64.25

SPECIFICATIONS [angled](#), [temporary](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.64.25

SPECIFICATIONS

[angled](#), [temporary](#)