


YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD; TITANIUM

temporary; 7mm; opening 7.2mm

110 gms; angled; fenestrated Ø 5mm



SKU: 244-537-07T

Categories: [Open Surgery](#), [Neurosurgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)


TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.64.47

SPECIFICATIONS [angled](#), [temporary](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.64.47

SPECIFICATIONS

[angled](#), [temporary](#)