


## YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD; TITANIUM

temporary; 7mm; opening 8.8mm

90 gms; angled; fenestrated Ø 5mm



**SKU:** 244-540-07T

**Categories:** [Open Surgery](#), [Neurosurgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**MATERIAL** [Titanium](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.64.67

**SPECIFICATIONS** [angled](#), [temporary](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**MATERIAL** [Titanium](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.64.67

## SPECIFICATIONS

[angled](#), [temporary](#)