


## YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD; TITANIUM

permanent; 11mm; opening 8.4mm

200 gms; angled



**SKU:** 244-411-11T

**Categories:** [Open Surgery](#), [Neurosurgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**MATERIAL** [Titanium](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.61.52

**SPECIFICATIONS** [angled](#), [permanent](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**MATERIAL** [Titanium](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.61.52

## SPECIFICATIONS

[angled](#), [permanent](#)