


YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD; TITANIUM

permanent; 10mm; opening 5.6mm

200 gms; curved



SKU: 244-415-10T

Categories: [Open Surgery](#), [Neurosurgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.61.63

SPECIFICATIONS [curved](#), [permanent](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.61.63

SPECIFICATIONS

[curved](#), [permanent](#)