


YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD; TITANIUM

permanent; 10mm; opening 8.8mm

150 gms; straight; fenestrated Ø 5mm



SKU: 244-445-10T

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)


TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.59.83

SPECIFICATIONS [permanent](#), [straight](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.59.83

SPECIFICATIONS

[permanent](#), [straight](#)