


YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD; TITANIUM

permanent; 5mm; opening 5.6mm

150 gms; angled; fenestrated Ø 5mm



SKU: 244-451-05T

Categories: [Open Surgery](#), [Neurosurgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.59.91

SPECIFICATIONS [angled](#), [permanent](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.59.91

SPECIFICATIONS

[angled](#), [permanent](#)