

## YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD; TITANIUM

temporary; 15mm; opening 9.2mm

90 gms; straight



**SKU:** 244-500-15T

**Categories:** [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**MATERIAL** [Titanium](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.60.66

**SPECIFICATIONS** [straight](#), [temporary](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**MATERIAL** [Titanium](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.60.66

## SPECIFICATIONS

[straight](#), [temporary](#)