

YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD; TITANIUM

temporary; 25mm; opening 13.3mm

110 gms; straight



SKU: 244-500-25T

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.60.72

SPECIFICATIONS [straight](#), [temporary](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.60.72

SPECIFICATIONS

[straight](#), [temporary](#)